

# BTA (Bladder tumor analytes) 검사

본 검사는 비뇨기에 발생하는 암의 여러 진단 방법 중 하나로 반려견의 소변에서 라텍스 응집반응을 이용하는 검사입니다.

반려견의 이행상피세포암 (Transitional cell carcinoma)의 진단을 위해 사용될 수 있지만 방광내 염증, 결석 이나 다른 감염소견이 있는 경우에도 양성을 나타낼 수 있으므로 다른 임상검사 및 분자마커 검사와 함께 사용해야 하는 보조적 진단 검사 방법으로 사용을 권장합니다.

## 검사 과정

자연채뇨 샘플  
2ml 이상  
(권장 4ml)



V-BTA 정성검사



양성/ 음성 판정



자연 채뇨 샘플

BTA (Bladder tumor analytes) 검사

결과 레포트

본 검사는 자연채뇨한 검체로 진행해야 하며 24시간 안에 검사가 진행되도록 합니다.

채뇨 후 즉시 의뢰가 불가능한 경우 냉장보관 합니다.

BRAF 검사와 동시 의뢰를 권장합니다.

본 검사 결과는 진료와 연구용으로만 사용할 수 있습니다.



(주)펫온코케어  
**PetOncoCare**  
Lab for Veterinary Cancer Care